


LABORATORIO
CLÍNICO Y REFERENCIA
M. LANDRÓN

MANUAL PARA CASAR PROCEDIMIENTOS

1. DARLE CLICK EN EL MENU PRINCIPAL A SUPERVISOR DE LABORATORIO.



2. LE DAN CLICK EN TABLAS Y ESCOGEN LABORATORIOS DE REFERENCIA.



3. EN LA PARTE DE ARRIBA DEL CUADRO DONDE DICE LABORATORIOS ESCOGEN LABORATORIO LANDRON E-REF.

Supervisor de Laboratorio

Archivo Editar Tablas Resultados Control de Calidad Reportes Información Ventana Ayuda

Laboratorios de Referencia

| Laboratorio | Descuento | Teléfono |
|-------------------------|-----------|----------------|
| 001 - QUEST DIAGNOSTICS | 0 % | (800) 981-2873 |
| 002 - LANDRON I e-REF | 0 % | (000) 000-0000 |
| 003 - LANDRON III | 0 % | (000) 000-0000 |

NUMERO NOMBRE

Búsqueda: 00000

| Procedimiento | Precio Lista | Precio Contrato | Sts |
|---|--------------|-----------------|-----|
| 00010 000010 - PT /PTT | \$0.00 | \$0.00 | A |
| 05153 005153 - PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN TOTAL | \$0.00 | \$0.00 | A |
| 06651 006651 - SEDIMENTATION RATE RBC NON-AUTOI | \$7.00 | \$7.00 | A |

PROCEDIMIENTO REFERIDOS CODIGO

Búsqueda: Precios de: LANDRON I e-REF

REF:C001 - W028 ER 1/18/13 8:06AM

8:06 AM 1/18/2013

4. EN EL MISMO CUADRO PERO EN LA PARTE DE ABAJO DONDE DICE PROCEDIMIENTO LE DAN UN CLICK DENTRO DEL CUADRO PARA QUE APARESCAN A LA DERECHA LOS TRES ICONOS EL DE AÑADIR, MODIFICAR Y ELIMINAR. VAN A ESCOGER EL DE AÑADIR.

Supervisor de Laboratorio

Archivo Editar Tablas Resultados Control de Calidad Reportes Información Ventana Ayuda

Laboratorios de Referencia

| Laboratorio | Descuento | Teléfono |
|-------------------------|-----------|----------------|
| 001 - QUEST DIAGNOSTICS | 0 % | (800) 981-2873 |
| 002 - LANDRON I e-REF | 0 % | (000) 000-0000 |
| 003 - LANDRON III | 0 % | (000) 000-0000 |

NUMERO NOMBRE

Búsqueda: 00000

| Procedimiento | Precio Lista | Precio Contrato | Sts |
|---|--------------|-----------------|-----|
| 00010 000010 - PT / PTT | \$0.00 | \$0.00 | A |
| 05153 005153 - PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN TOTAL | \$0.00 | \$0.00 | A |
| 06651 006651 - SEDIMENTATION RATE RBC NON-AUTOI | \$7.00 | \$7.00 | A |

PROCEDIMIENTO REFERIDOS CODIGO

Búsqueda: Precios de: LANDRON I e-REF

Browsing Records | REF:C001 - W028 | ER | 1/18/13 | 8:09AM

8:09 AM
1/18/2013

5. EN LA PARTE ARRIBA DEL CUADRO DONDE DICE PROCEDIMIENTO ESCRIBEN EL CODIGO DE PRUEBA DE SU LABORATORIO. EN LA PARTE DEL MEDIO DONDE DICE CODIGO ESCRIBEN EL CODIGO DEL LABORATORIO LANDRON DESPUES DE ESO ESCOGEN EL CHECK MARK QUE DICE PRUEBA SERA REFERIDA Y LE DAN ACEPTAR.

Supervisor de Laboratorio

Archivo Editar Tablas Resultados Control de Calidad Reportes Información Ventana Ayuda

Precio de Lista del Laboratorio de Referencia

Laboratorio: **LANDRON I e-REF**

Procedimiento: 00005 C3 & C4 CPT: 86160

¿Prueba será Referida? Status: A

Factura
Código: Modificador:

ITINERARIO
 Lunes
 Martes
 Miércoles
 Jueves
 Viernes
 Sábado
 Domingo

Precio de
Lista: \$0.00 Contrato: \$0.00
 ¿Descuento en el Precio?

| Código | Descripción | CPT | Catálogo | Contratado |
|--------|------------------------|-------|----------|------------|
| 000005 | C3 & C4 | 86160 | 0.00 | 0.00 |
| 007160 | COMPLEMENT, C3 ANTIGEN | 86160 | 4.00 | 0.00 |

Número de Identificación del Procedimiento

REF:C001 - W028 ER 1/18/13 8:14AM

8:14 AM
1/18/2013

6. YA COMPLETADO TODO EL PROCESO PUEDE REFERIR SUS MUESTRAS SIN NINGUN PROBLEMA AL LABORATORIO DE REFERENCIA LANDRON.

